

仕 様 書

1 品 名 自動ジェット式超音波洗浄装置

2 メーカー名・型式・数量

メーカー名	型 式		数 量
三浦工業(株)	器具除染用洗浄器		1式
	(内訳)	器具除染用洗浄器 RU-240ENW	1
		洗浄ラック(5段) RA用	2
		ストレッチャASSY RA-160	2
		バスケット中(520×250×50) SUS	20
		チューブ用アダプタ RU-240HUW	1
		吸引管用アダプタ RU-240HUW	1
		コンテナ用ラック RU-240HUW	1
		医療器械・医療材料用アルカリ洗浄剤 低泡性 5L RY-1100	3
		医療器械・医療材料用酵素系洗浄剤 5L RY-1500	3
		医療器械・医療材料用潤滑防錆剤 中性5L RY-0700	3
		高温用漏水検知器セット 20A AC100V N.O.高温	1
		水撃防止器 WP-1 15A	1
		減圧弁 GD-15 20A 0.05-0.25/1	1
		減圧弁 GD-15F 20A 0.05-0.25/1	1
サクラ精機(株)	サクラ自動ジェット式超音波洗浄装置		1式
	(内訳)	サクラ自動ジェット式超音波洗浄装置 HWD-300D	1
		5段ラック	2
		チューブホルダ	1
		バスケット	20
		コンテナホルダー	1
		コンテナ蓋ホルダー	1
		吸引管ホルダー	1
		専用カート	2
ベリメド社	ベリメドWD290ND		1式
	(内訳)	ベリメドWD290ND, スライドドア,60Hz,スチーム コンデンサ・予熱タンク 付,(タイプ I) WD290ND-60-I	1
		ベリメド マルチレベルラック5段 647232	2
		ベリメド ルアーロックアダプター 110-0524	6
		ベリメド コネクター(MIS器具洗浄用) 110-0526	3
		ベリメド LLFアダプター,オープン,D10青(WD290)<<6本入>> 110-0581	1
		ベリメド ポートアダプタ,LLF(WD290)<<6本入>> 110-0567	1
		ベリメド ラック搬送用トローリースライドドア用(WD290ND) 549156	2
		Aiconバスケットフルサイズ(485×250×55mm) JJ462R	20
エム・エス・シー (株)	ウォッシャーディスインフェクター		1式
	(内訳)	ウォッシャーディスインフェクター 電気・自動ダブル UnicleanPL II 15-2EL	1
		余熱タンク(T2タンク)	1
		UPL II 用洗剤追加ライセンス(標準2系統)	1
		UPL II 用運搬カート(ドレン付き)	2
		UPL II 用4段フレックスラック	2
		UPL II 用スプレーアーム(湾曲)	2
		DINバスケット 250×485×50mm	20

※上記メーカーの製品のうち、いずれか1式

3	特記事項	(1)一次側工事の施工区分は別紙のとおり (2)当該機器の搬入・据付・作動確認業務を含む (3)当該機器の搬入工程、搬入経路、搬入車両の駐車スペースについては十分な打ち合わせをし、指示により実施すること (4)機器の設置に関わる打合せは当院と協議のうえ適宜実施すること (5)当該機器の動作確認、調整、操作指導を含む
4	保証期間	1年(納入検査終了後)
5	納期	令和9年1月(大阪市からの建物引き渡し予定日)から 令和9年3月31日までの当院が指定する日までとする
6	納入場所	大阪健康長寿医科学センター 大阪市住之江区東加賀屋1丁目
7	仕様書に関する 問合せ先	〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 公立大学法人大阪 阿倍野キャンパス事務局 財務課 担当:玉置 電話06-6645-2813
8	その他	(1)納入にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと (2)本件納入物品の搬入、設置に関しては、必要に応じて養生を行うとともに、安全管理には万全の注意を払うこと。建物等を破損した場合は、速やかに補修すること (3)当該機器納入時に、社内試験報告書、保証書及び取扱説明書を提出すること (4)当該物品に関し、迅速なアフターサービス、メンテナンスの体制が整備されていること

自動ジェット式超音波洗浄装置 工事区分表

工事項目		1次側工事			メーカー
		建築	電気	設備	
自動ジェット式超音波洗浄装置					
1	三方枠工事	○			
2	三方枠ふさぎ工事(SUSパネル)				○
3	一次電源		○		
4	給水・給湯(BAV20A)、高温排水(SUS50)			○	
5	排気ダクト(SUS100φ、最大400CMH)			○	
6	一次側の電源、各配管の接続(二次側接続)				○