

大阪健康長寿医科学センター カーテン等長期借入-2 仕様書

公立大学法人大阪（以下「甲」という）が示す本仕様書のとおり、受託者（以下「乙」という）は、大阪健康長寿医科学センターにおけるカーテン等の賃貸借業務を行うものとする。

1 業務名称

大阪健康長寿医科学センター カーテン等長期借入-2

2 履行場所

大阪健康長寿医科学センター（大阪市住之江区東加賀屋1丁目2番22号）

3 契約期間

令和9年(2027年)4月1日～令和14年(2032年)3月31日

4 種類、枚数、設置場所等

別紙1のとおり

5 カーテンの仕様

(1) 寸法変化率 巾・丈ともに1%以内

(2) 品質性能

ア メッシュカーテン

- ・ 防炎性能を有すること。消防法の定めに合格したもので、防炎（イ）ラベルを取得していること。また防炎ラベルはカーテン1枚ごとに縫いつけること。
- ・ 静電加工を有すること。
- ・ 制菌加工を有すること。繊維評価技術協議会の定めた認証基準に合格したもの。
- ・ ウォッシュャブル機能があること。
- ・ 耐光堅牢度が4級以上のものであること。
- ・ グリーン購入適応商品であること。

イ その他のカーテン

- ・ 防炎性能を有すること。消防法の定めに合格したもので、防炎（イ）ラベルを取得していること。また防炎ラベルはカーテン1枚ごとに縫いつけること。
- ・ ウォッシュャブル機能があること。
- ・ 耐光堅牢度が4級以上のものであること。

(3) 参考製品 別紙2のとおり

(4) 縫製等

〔寸法〕カーテン及びブラインドの製作寸法は別紙1のとおりだが、乙は現場実測を行うこと。

〔メッシュカーテン〕 メッシュカーテンの寸法は別紙 3 のとおり。丈は上部メッシュ部（テープ部込み）から下部幕部までで、メッシュ部と幕部は縫い合わせのない一体編みとする。（繋ぎ合わせは不可）

〔シャワーカーテン〕 上部はメッシュ状とし、寸法はメッシュカーテンに準ずることとし、丈は上部メッシュ部（テープ部込み）から下部幕部までで、メッシュ部と幕部は縫い合わせのない一体編みとする。（繋ぎ合わせは不可）

〔カーテンフック〕 甲のランナー（滑車タイプ）に装着でき、ステンレス製で錆びず折れない素材のものとし、フック脱落防止のためカーテンテープ部に縫着していること。

6 業務内容

(1) 洗濯済みカーテンの供給

病院棟、研究棟、管理棟、付属棟で使用するカーテン、ブラインドを供給すること。ただし、病院棟内の老人保健施設に関するエリアは対応不要とする。

(2) 定期交換

- ・ 定期交換は 1 年に 1 回（契約期間中 4 回）行うこと。定期交換は平日（月曜日から金曜日）の間とし、1 回の交換期間は 1 ヶ月以内とする。
- ・ 作業日程について、作業開始予定の 14 日前までに日程表を作成し、甲の担当者に提出のうえ承認を得てから実施すること。やむを得ない理由により、日程に変更が生じる場合は、甲の担当者及び各現場責任者に報告し、承認を得ること。
- ・ 交換作業を円滑に遂行できるよう、作業者に交換手順を周知しておくこと。
- ・ 現場作業が 1 回で完了できるよう、乙は交換用カーテンを必要な枚数を準備し、常にカーテンが設置された状態を維持すること。
- ・ 交換用カーテンは既設カーテンと同素材・同サイズとすること。ただし、甲の担当者がやむを得ないと認めた場合は、事前に見本を提出し承認を得た代替品を使用できることとする。
- ・ 交換用カーテンの保管は乙が行うこと。
- ・ 交換作業上の注意については、別紙 4 「作業上の注意」を厳守すること。
- ・ ブラインドについては、定期交換の対応は不要とする。

(3) クリーニング

クリーニング業法（昭和 25 年 5 月法律第 207 号）に従い適切に処理すること。また、クリーニング設備を自社で有していること。下記工程を標準として、常に清潔なものを提供すること。

予洗	3分	40℃
脱水	1分	
本洗	25分	60℃

脱水	2分		
濯ぎ	3分	30℃ 高水位	
脱水	1分		中間脱水
濯ぎ	2分	30℃	
脱水	5分		最終脱水
プレス		80℃	
仕上がりチェック			

感染症等で使用したカーテンについては、感染予防に関する知識を有する従事者が適切な洗浄等を行うこと。また場合によっては、甲の指示に従った方法で処理すること。

(4) カーテンボックスの清掃、レール等の点検

カーテンを取り外す際は、埃を落下させないように十分注意すること。定期交換時には、カーテンボックスを清潔な布等を用いて清掃し、レール・ランナーの点検・補修・整備を行うこと。

(5) 補修作業等

クリーニング後の仕上がりチェックの際にカーテンに破れ・綻び等を確認した場合は、補修を行い正常なものと同等な状態で納品すること。

(6) 作業報告

作業開始及び終了時は、甲の担当者及び各現場責任者に報告すること。また当日の作業内容について、作業報告書に記載のうえ甲の担当者に提出すること。様式は乙の様式による。

(7) 臨時交換

- ・カーテンの汚染等が発生した場合、甲は施設内の保管庫に保管した予備カーテンとの交換を実施し、汚染されたカーテンを保管庫に保管し、乙にその旨を連絡する。
- ・乙は週1回以上の頻度で、汚染されたカーテンを回収し、洗濯等の適切な処理を行い、清浄な状態にしたカーテンを予備カーテンとして保管庫へ戻し、甲の担当者にその旨を報告すること。
- ・予備カーテンの大きさ・枚数は別紙5のとおりとし、乙が準備し、種類・サイズが包装の上から判るよう明記して衛生的に保管しておくこと。

(8) カーテン管理台帳の作成

フロア・各室・用途・サイズ・色・交換記録等を記載した『カーテン管理台帳』を作成し、それに基づき管理を行うこと。また、同台帳を甲の担当者に提出すること。

と。

7 感染防止対策

乙は、甲の定める感染防止対策を基本に、感染の発生要因等の正しい知識・感染防止手順や消毒方法・消毒薬等の使用方法及び厳格な保管などの研修を従業員に対して実施し、清潔の保持・汚染の除去・院内感染防止など、環境整備支援に努めること。また甲が求めた時は、研修の報告書を甲の担当者に提出すること。場合により、感染予防対策の手順書等の提出を求めることがある。

8 その他

- ・ 守秘義務に関し、乙は業務遂行中に知り得た本院並びに患者等の情報を漏らしてはならない。
- ・ 契約終了時は、次期受託業者と十分な打ち合わせを行い、甲と患者に迷惑がかからないようにすること。
- ・ 本仕様書に疑義が生じた場合、あるいは定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。

9 担当

公立大学法人大阪 阿倍野キャンパス事務局

健康長寿医科学センター開設準備室企画課

〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-601

TEL：06-6645-2761

カーテン一覧(設置場所、種類、寸法)

番号	フロア	棟	部屋名	種類	参考型番	ヒダ倍率	巾(cm)	丈(cm)	数量
1	5F	病院	前室1	ドレープ	PK4084	1.5	120	240	1
2	5F	病院	前室1	レース	PK4575	1.5	120	239	1
3	5F	病院	個室1～7.9～15	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	14
4	5F	病院	個室1～7.9～15	レース	PK4575	1.5	120	169	14
5	5F	病院	個室1～7.9～15	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	14
6	5F	病院	個室1～7.9～15	レース	PK4575	1.5	130	55	14
7	5F	病院	個室1～7.9～15	メッシュ付き	PK4012	1	200	220	14
8	5F	病院	個室17～20	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	4
9	5F	病院	個室17～20	レース	PK4575	1.5	120	169	4
10	5F	病院	個室17～20	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	4
11	5F	病院	個室17～20	レース	PK4575	1.5	130	55	4
12	5F	病院	個室17～20	メッシュ付き	PK4012	1	200	220	4
13	5F	病院	4床室8.16	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	4
14	5F	病院	4床室8.16	レース	PK4575	1.5	120	169	4
15	5F	病院	4床室8.16	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	4
16	5F	病院	4床室8.16	レース	PK4575	1.5	130	55	4
17	5F	病院	4床室8.16	メッシュ付き	PK4012	1	450	220	8
18	5F	病院	4床室8.16	メッシュ付き	PK4012	1	500	220	8
19	5F	病院	病棟倉庫1.2	ドレープ	PK4084	1.5	120	240	2
20	5F	病院	病棟倉庫1.2	レース	PK4575	1.5	120	239	2
21	5F	病院	病棟倉庫1.2	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	2
22	5F	病院	病棟倉庫1.2	レース	PK4575	1.5	130	55	2
23	5F	病院	個室(重症)21.22	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	2
24	5F	病院	個室(重症)21.22	レース	PK4575	1.5	120	169	2
25	5F	病院	個室(重症)21.22	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	2
26	5F	病院	個室(重症)21.22	レース	PK4575	1.5	130	55	2
27	5F	病院	個室(陰圧)23.24	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	2
28	5F	病院	個室(陰圧)23.24	レース	PK4575	1.5	120	169	2
29	5F	病院	個室(陰圧)23.24	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	2
30	5F	病院	個室(陰圧)23.24	レース	PK4575	1.5	130	55	2
31	5F	病院	作業療法室	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	1
32	5F	病院	作業療法室	レース	PK4575	1.5	120	169	1
33	5F	病院	作業療法室	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	2
34	5F	病院	作業療法室	レース	PK4575	1.5	120	169	2
35	5F	病院	作業療法室	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	3
36	5F	病院	作業療法室	レース	PK4575	1.5	130	55	3
37	5F	病院	脱衣室	メッシュ付き	PK4012	1	250	220	2
38	5F	病院	病棟廊下1.4	ドレープ	PK4084	1.5	100	250	4
39	5F	病院	病棟廊下1.4	レース	PK4575	1.5	100	249	4
40	5F	病院	仮眠室	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	1
41	4F	病院	4床 1～3.6～8	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	12
42	4F	病院	4床 1～3.6～8	レース	PK4575	1.5	120	169	12
43	4F	病院	4床 1～3.6～8	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	12
44	4F	病院	4床 1～3.6～8	レース	PK4575	1.5	130	55	12
45	4F	病院	4床 1～3.6～8	メッシュ付き	PK4012	1	450	220	24
46	4F	病院	4床 1～3.6～8	メッシュ付き	PK4012	1	500	220	24
47	4F	病院	倉庫1	ドレープ	PK4084	1.5	120	240	1
48	4F	病院	倉庫1	レース	PK4575	1.5	120	239	1
49	4F	病院	倉庫1	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	1
50	4F	病院	倉庫1	レース	PK4575	1.5	130	55	1
51	4F	病院	特室 4	ドレープ (特室)	PK4219	1.5	120	170	1
52	4F	病院	特室 4	レース	PK4575	1.5	120	169	1
53	4F	病院	特室 4	ドレープ (特室)	PK4219	1.5	130	56	2
54	4F	病院	特室 4	レース	PK4575	1.5	130	55	2
55	4F	病院	特室 5	ドレープ (特室)	PK4219	1.5	120	170	2
56	4F	病院	特室 5	レース	PK4575	1.5	120	169	2
57	4F	病院	特室 5	ドレープ (特室)	PK4219	1.5	130	56	1
58	4F	病院	特室 5	レース	PK4575	1.5	130	55	1
59	4F	病院	4床 10～12	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	6
60	4F	病院	4床 10～12	レース	PK4575	1.5	120	169	6
61	4F	病院	4床 10～12	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	6
62	4F	病院	4床 10～12	レース	PK4575	1.5	130	55	6
63	4F	病院	4床 10～12	メッシュ付き	PK4012	1	450	220	12
64	4F	病院	4床 10～12	メッシュ付き	PK4012	1	500	220	12

65	4F	病院	個室 9.13.14	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	3
66	4F	病院	個室 9.13.14	レース	PK4575	1.5	120	169	3
67	4F	病院	個室 9.13.14	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	3
68	4F	病院	個室 9.13.14	レース	PK4575	1.5	130	55	3
69	4F	病院	個室 9.13.14	メッシュ付き	PK4012	1	200	220	3
70	4F	病院	個室(陰圧) 15～18	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	4
71	4F	病院	個室(陰圧) 15～18	レース	PK4575	1.5	120	169	4
72	4F	病院	個室(陰圧) 15～18	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	4
73	4F	病院	個室(陰圧) 15～18	レース	PK4575	1.5	130	55	4
74	4F	病院	病棟廊下1.4	ドレープ	PK4084	1.5	100	250	2
75	4F	病院	病棟廊下1.4	レース	PK4575	1.5	100	249	2
76	4F	病院	脱衣室	メッシュ付き	PK4012	1	250	220	2
77	4F	病院	処置室	メッシュ付き	PK4012	1	350	220	1
78	4F	病院	仮眠室	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	1
79	3F	病院	4床 1～3.6～8	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	12
80	3F	病院	4床 1～3.6～8	レース	PK4575	1.5	120	169	12
81	3F	病院	4床 1～3.6～8	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	12
82	3F	病院	4床 1～3.6～8	レース	PK4575	1.5	130	55	12
83	3F	病院	4床 1～3.6～8	メッシュ付き	PK4012	1	450	220	24
84	3F	病院	4床 1～3.6～8	メッシュ付き	PK4012	1	500	220	24
85	3F	病院	倉庫1	ドレープ	PK4084	1.5	120	240	1
86	3F	病院	倉庫1	レース	PK4575	1.5	120	239	1
87	3F	病院	倉庫1	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	1
88	3F	病院	倉庫1	レース	PK4575	1.5	130	55	1
89	3F	病院	特室 4	ドレープ (特室)	PK4219	1.5	120	170	1
90	3F	病院	特室 4	レース	PK4575	1.5	120	169	1
91	3F	病院	特室 4	ドレープ (特室)	PK4219	1.5	130	56	2
92	3F	病院	特室 4	レース	PK4575	1.5	130	55	2
93	3F	病院	特室 5	ドレープ (特室)	PK4219	1.5	120	170	2
94	3F	病院	特室 5	レース	PK4575	1.5	120	169	2
95	3F	病院	特室 5	ドレープ (特室)	PK4219	1.5	130	56	1
96	3F	病院	特室 5	レース	PK4575	1.5	130	55	1
97	3F	病院	4床 10～12	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	6
98	3F	病院	4床 10～12	レース	PK4575	1.5	120	169	6
99	3F	病院	4床 10～12	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	6
100	3F	病院	4床 10～12	レース	PK4575	1.5	130	55	6
101	3F	病院	4床 10～12	メッシュ付き	PK4012	1	450	220	12
102	3F	病院	4床 10～12	メッシュ付き	PK4012	1	500	220	12
103	3F	病院	個室 9.13.14	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	3
104	3F	病院	個室 9.13.14	レース	PK4575	1.5	120	169	3
105	3F	病院	個室 9.13.14	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	3
106	3F	病院	個室 9.13.14	レース	PK4575	1.5	130	55	3
107	3F	病院	個室 9.13.14	メッシュ付き	PK4012	1	200	220	3
108	3F	病院	個室(陰圧) 15～18	ドレープ	PK4084	1.5	120	170	4
109	3F	病院	個室(陰圧) 15～18	レース	PK4575	1.5	120	169	4
110	3F	病院	個室(陰圧) 15～18	ドレープ	PK4084	1.5	130	56	4
111	3F	病院	個室(陰圧) 15～18	レース	PK4575	1.5	130	55	4
112	3F	病院	病棟廊下1.4	ドレープ	PK4084	1.5	100	250	2
113	3F	病院	病棟廊下1.4	レース	PK4575	1.5	100	249	2
114	3F	病院	脱衣室	メッシュ付き	PK4012	1	250	220	2
115	3F	病院	眼科診察・処置	遮光	PK4317	1.5	150	250	1
116	3F	病院	眼科診察・処置	メッシュ付き	PK4012	1	300	220	1
117	3F	病院	仮眠室	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	1
118	2F	病院	医局	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	12
119	2F	病院	医局	レース	PK4575	1.5	90	184	12
120	2F	病院	職員図書室	ドレープ	PK4084	1.5	90	215	4
121	2F	病院	職員図書室	レース	PK4575	1.5	90	214	4
122	2F	病院	SPD室	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	8
123	2F	病院	SPD室	レース	PK4575	1.5	90	184	8
124	2F	病院	リネン庫	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	3
125	2F	病院	リネン庫	レース	PK4575	1.5	90	184	3
126	2F	病院	スタッフ執務室1	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	3
127	2F	病院	スタッフ執務室1	レース	PK4575	1.5	90	184	3
128	2F	病院	スタッフ執務室2	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	2
129	2F	病院	スタッフ執務室2	レース	PK4575	1.5	90	184	2
130	2F	病院	PET-CT更衣1～3	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	3
131	2F	病院	SPECT室	メッシュ付き	PK4012	1	400	250	1

132	2F	病院	臨床検査室	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	1
133	2F	病院	オペ室1〜3	ドレープ	PK4084	1.5	150	270	3
134	2F	病院	オペ室1〜3	レース	PK4575	1.5	150	269	3
135	2F	病院	オペスタッフ更衣室1	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	2
136	2F	病院	オペスタッフ更衣室1	シャワー	PK4520	1	150	235	1
137	2F	病院	オペスタッフ更衣室2	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	1
138	2F	病院	オペスタッフ更衣室2	メッシュ付き	PK4012	1	200	220	1
139	2F	病院	オペスタッフ更衣室2	シャワー	PK4520	1	250	235	1
140	2F	病院	オペ患者更衣室	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	1
141	2F	病院	麻酔科 診察室	メッシュ付き	PK4012	1	300	220	1
142	2F	病院	廊下2-2.倉庫	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	4
143	2F	病院	廊下2-2.倉庫	レース	PK4575	1.5	90	184	4
144	2F	病院	会議室	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	10
145	2F	病院	会議室	レース	PK4575	1.5	90	184	10
146	2F	病院	病院事務室	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	8
147	2F	病院	病院事務室	レース	PK4575	1.5	90	184	8
148	2F	病院	医療情報管理室	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	2
149	2F	病院	医療情報管理室	レース	PK4575	1.5	90	184	2
150	2F	病院	スタッフ通路2-3	ドレープ	PK4084	1.5	100	250	2
151	2F	病院	スタッフ通路2-3	レース	PK4575	1.5	100	249	2
152	2F	病院	スタッフ通路2-1	ドレープ	PK4084	1.5	100	250	2
153	2F	病院	スタッフ通路2-1	レース	PK4575	1.5	100	249	2
154	2F	病院	情報管理室	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	2
155	2F	病院	情報管理室	レース	PK4575	1.5	90	184	2
156	2F	病院	病院長室.応接室	ドレープ	PK4084	1.5	90	215	4
157	2F	病院	病院長室.応接室	レース	PK4575	1.5	90	214	4
158	2F	病院	副院長室.看護部長室	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	4
159	2F	病院	副院長室.看護部長室	レース	PK4575	1.5	90	184	4
160	2F	病院	医療安全管理部室	ドレープ	PK4084	1.5	90	185	2
161	2F	病院	医療安全管理部室	レース	PK4575	1.5	90	184	2
162	2F	病院	栄養部女性更衣	メッシュ付き	PK4012	1	350	220	1
163	2F	病院	栄養部女性更衣	メッシュ付き	PK4012	1	100	220	1
164	2F	病院	栄養部男性更衣	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	1
165	2F	病院	スタッフシャワー室	シャワー	PK4520	1	150	235	2
166	2F	病院	超音波検査室	遮光	PK4317	1.5	400	250	1
167	2F	病院	RI受付・監視モニター	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	1
168	2F	病院	RI患者更衣室	メッシュ付き	PK4012	1	250	220	1
169	1F	病院	泌尿器 診察室	メッシュ付き	PK4012	1	500	220	1
170	1F	病院	泌尿器 処置・検査	メッシュ付き	PK4012	1	500	220	1
171	1F	病院	泌尿器 処置・検査	メッシュ付き	PK4012	1	300	220	1
172	1F	病院	泌尿器 処置・検査	メッシュ付き	PK4012	1	600	220	1
173	1F	病院	泌尿器 処置・検査	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	1
174	1F	病院	平衡機能検査	メッシュ付き	PK4012	1	300	220	1
175	1F	病院	平衡機能検査	メッシュ付き	PK4012	1	250	220	1
176	1F	病院	平衡機能検査	メッシュ付き	PK4012	1	200	220	1
177	1F	病院	検査室2	遮光	PK4317	1.5	750	250	1
178	1F	病院	検査室2	メッシュ付き	PK4012	1	500	220	1
179	1F	病院	救急 問診初療室	メッシュ付き	PK4012	1	400	220	1
180	1F	病院	救急 診察室	メッシュ付き	PK4012	1	400	270	1
181	1F	病院	救急 診察室	メッシュ付き	PK4012	1	600	270	1
182	1F	病院	CT室	メッシュ付き	PK4012	1	500	260	1
183	1F	病院	MRI室 前室	メッシュ付き	PK4012	1	500	220	1
184	1F	病院	一般撮影1 更衣	メッシュ付き	PK4012	1	350	220	1
185	1F	病院	一般撮影2 更衣	メッシュ付き	PK4012	1	350	220	1
186	1F	病院	放射線スタッフ通路	メッシュ付き	PK4012	1	200	220	1
187	1F	病院	眼科 診察室1	遮光	PK4317	1.5	150	250	1
188	1F	病院	眼科 診察室1	遮光	PK4317	1.5	150	250	1
189	1F	病院	眼科 診察室2	遮光	PK4317	1.5	150	250	1
190	1F	病院	眼科 診察室2	遮光	PK4317	1.5	200	250	1
191	1F	病院	眼科 レーザー室	遮光	PK4317	1.5	250	250	1
192	1F	病院	眼科 レーザー室	遮光	PK4317	1.5	400	250	1
193	1F	病院	眼科 暗室2	遮光	PK4317	1.5	250	250	1
194	1F	病院	眼科 暗室1	遮光	PK4317	1.5	200	250	2
195	1F	病院	リハ更衣1.2	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	2
196	1F	病院	観察室	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	1
197	1F	病院	清掃員室	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	2
198	1F	病院	管理室	メッシュ付き	PK4012	1	150	220	2

199	1F	病院	宿直室	メッシュ付き	PK4012	1	450	220	1
200	1F	病院	緊急診察室(感染)	メッシュ付き	PK4012	1	550	270	1
201	1F	病院	待合A.B	ドレープ	PK4084	1.5	270	265	4
202	1F	病院	待合A.B	レース	PK4575	1.5	270	264	4
203	1F	病院	検査室1	メッシュ付き	PK4012	1	500	220	2
204	1F	病院	処置室	メッシュ付き	PK4012	1	250	220	2
205	1F	病院	処置室	メッシュ付き	PK4012	1	300	220	3
206	1F	病院	処置室	メッシュ付き	PK4012	1	350	220	2
207	1F	病院	処置室	メッシュ付き	PK4012	1	400	220	3
208	1F	病院	内科 診察室1～5	メッシュ付き	PK4012	1	500	220	5
209	1F	病院	精神科 診察室6.7	メッシュ付き	PK4012	1	400	220	2
210	1F	病院	神経内科 診察室8.9	メッシュ付き	PK4012	1	400	220	2
211	1F	病院	脳神経 診察室10	メッシュ付き	PK4012	1	450	220	1
212	1F	付属棟	スタッフ更衣室1.2	メッシュ付き	PK4012	1	250	220	2
213	1F	付属棟	診察室1.2	メッシュ付き	PK4012	1	450	220	2
214	1F	付属棟	放射線検査室	メッシュ付き	PK4012	1	400	256	1
215	1F	付属棟	陰圧診察室	メッシュ付き	PK4012	1	400	250	1
216	1F	付属棟	診察室3	メッシュ付き	PK4012	1	400	220	1
217	1F	付属棟	内診室	メッシュ付き	PK4012	1	250	220	1
218	1F	付属棟	内診室	メッシュ付き	PK4012	1	200	220	1
219	1F	付属棟	内診室	メッシュ付き	PK4012	1	300	220	1
220	1F	付属棟	在宅医療支援診察	メッシュ付き	PK4012	1	400	250	1
221	1F	管理棟	女性更衣(委託業者)	ドレープ	PK4084	1.5	120	190	2
222	1F	管理棟	女性更衣(委託業者)	レース	PK4575	1.5	120	189	2
223	1F	管理棟	女性更衣(委託業者)	メッシュ付き	PK4012	1	200	210	1
224	1F	管理棟	男性更衣(大学)	ドレープ	PK4084	1.5	120	190	4
225	1F	管理棟	男性更衣(大学)	レース	PK4575	1.5	120	189	4
226	1F	管理棟	男性更衣(大学)	メッシュ付き	PK4012	1	200	210	1
227	1F	管理棟	女性更衣(大学)	ドレープ	PK4084	1.5	120	190	12
228	1F	管理棟	女性更衣(大学)	レース	PK4575	1.5	120	189	12
229	1F	管理棟	女性更衣(大学)	メッシュ付き	PK4012	1	450	210	1
230	1F	管理棟	研究情報C 事務室	ドレープ	PK4084	1.5	120	190	2
231	1F	管理棟	研究情報C 事務室	レース	PK4575	1.5	120	189	2
232	1F	管理棟	センター長室	ドレープ	PK4084	1.5	120	190	2
233	1F	管理棟	センター長室	レース	PK4575	1.5	120	189	2
234	1F	管理棟	打合せコーナー	ドレープ	PK4084	1.5	120	190	2
235	1F	管理棟	打合せコーナー	レース	PK4575	1.5	120	189	2
236	1F	管理棟	廊下	ドレープ	PK4084	1.5	120	190	10
237	1F	管理棟	廊下	レース	PK4575	1.5	120	189	10
238	3F	研究棟	執務室1(スタッフ)	ドレープ	PK4084	1.5	260	220	2
239	3F	研究棟	執務室1(スタッフ)	レース	PK4575	1.5	260	219	2
240	3F	研究棟	執務室2(データ)	ドレープ	PK4084	1.5	140	220	2
241	3F	研究棟	執務室2(データ)	レース	PK4575	1.5	140	219	2
242	3F	研究棟	産業連携会議室	ドレープ	PK4084	1.5	140	220	2
243	3F	研究棟	産業連携会議室	レース	PK4575	1.5	140	219	2
244	3F	研究棟	産業連携会議室	ドレープ	PK4084	1.5	260	220	2
245	3F	研究棟	産業連携会議室	レース	PK4575	1.5	260	219	2
246	3F	研究棟	会議室	ドレープ	PK4084	1.5	260	220	2
247	3F	研究棟	会議室	レース	PK4575	1.5	260	219	2
248	3F	研究棟	待合	ブラインド	パーフェクトシルキー	-	178	294	1
249	3F	研究棟	EVホール	ブラインド	パーフェクトシルキー	-	102	294	3
250	3F	研究棟	大講堂倉庫	ドレープ	PK4084	1.5	80	170	2
251	3F	研究棟	大講堂倉庫	レース	PK4575	1.5	80	169	2
252	3F	研究棟	産業連携スペース3	ドレープ	PK4084	1.5	260	170	2
253	3F	研究棟	産業連携スペース3	レース	PK4575	1.5	260	169	2
254	3F	研究棟	検査室	ドレープ	PK4084	1.5	140	170	2
255	3F	研究棟	検査室	レース	PK4575	1.5	140	169	2
256	3F	研究棟	健康待合	ドレープ	PK4084	1.5	140	170	2
257	3F	研究棟	健康待合	レース	PK4575	1.5	140	169	2
258	3F	研究棟	健診待合	ブラインド	パーフェクトシルキー	-	165	314	1
259	3F	研究棟	超早期診断	ドレープ	PK4084	1.5	260	170	2
260	3F	研究棟	超早期診断	レース	PK4575	1.5	260	169	2
261	3F	研究棟	超早期診断	ドレープ	PK4084	1.5	370	220	2
262	3F	研究棟	超早期診断	レース	PK4575	1.5	370	219	2
263	2F	研究棟	生化学実験室	ドレープ	PK4084	1.5	260	220	2
264	2F	研究棟	生化学実験室	レース	PK4575	1.5	260	219	2
265	2F	研究棟	医工連携研究2	ドレープ	PK4084	1.5	260	220	2

266	2F	研究棟	医工連携研究2	レース	PK4575	1.5	260	219	2
267	2F	研究棟	医工連携研究2	ドレープ	PK4084	1.5	140	220	2
268	2F	研究棟	医工連携研究2	レース	PK4575	1.5	140	219	2
269	2F	研究棟	サーバー室	ドレープ	PK4084	1.5	140	220	2
270	2F	研究棟	サーバー室	レース	PK4575	1.5	140	219	2
271	2F	研究棟	情報管理室	ドレープ	PK4084	1.5	260	220	2
272	2F	研究棟	情報管理室	レース	PK4575	1.5	260	219	2
273	2F	研究棟	情報解析室	ドレープ	PK4084	1.5	260	220	2
274	2F	研究棟	情報解析室	レース	PK4575	1.5	260	219	2
275	2F	研究棟	廊下2-1	ブラインド	パーフェクトシルキー	-	178	294	1
276	2F	研究棟	EVホール	ブラインド	パーフェクトシルキー	-	102	294	3
277	2F	研究棟	健康長寿推進研究2	ドレープ	PK4084	1.5	370	200	2
278	2F	研究棟	健康長寿推進研究2	レース	PK4575	1.5	370	199	2
279	2F	研究棟	健康長寿推進研究1	ドレープ	PK4084	1.5	260	200	2
280	2F	研究棟	健康長寿推進研究1	レース	PK4575	1.5	260	199	2
281	2F	研究棟	アンケート問診3	ドレープ	PK4084	1.5	260	200	2
282	2F	研究棟	アンケート問診3	レース	PK4575	1.5	260	199	2
283	2F	研究棟	AIロボット	ドレープ	PK4084	1.5	260	200	2
284	2F	研究棟	AIロボット	レース	PK4575	1.5	260	199	2
285	2F	研究棟	医工連携研究1	ドレープ	PK4084	1.5	260	200	2
286	2F	研究棟	医工連携研究1	レース	PK4575	1.5	260	199	2
287	2F	研究棟	医工連携研究1	メッシュ付き	PK4012	1	250	220	2
288	2F	研究棟	染色室	ドレープ	PK4084	1.5	260	200	2
289	2F	研究棟	染色室	レース	PK4575	1.5	260	199	2
290	2F	研究棟	暗室.精密機器分析	遮光	PK4317	1.5	140	200	4
291	2F	研究棟	暗室.精密機器分析	レース	PK4575	1.5	140	199	4
292	2F	研究棟	暗室	遮光	PK4317	1.5	160	250	2
293	2F	研究棟	暗室	遮光	PK4317	1.5	350	250	1
294	2F	研究棟	細胞培養室	ドレープ	PK4084	1.5	260	200	2
295	2F	研究棟	細胞培養室	レース	PK4575	1.5	260	199	2
296	2F	研究棟	分子生物実験	ドレープ	PK4084	1.5	370	220	2
297	2F	研究棟	分子生物実験	レース	PK4575	1.5	370	219	2
298	2F	研究棟	廊下2-2	ブラインド	パーフェクトシルキー	-	165	363	1
299	1F	研究棟	ミーティングルーム	ドレープ	PK4084	1.5	140	220	2
300	1F	研究棟	ミーティングルーム	レース	PK4575	1.5	140	219	2
301	1F	研究棟	休憩室	ドレープ	PK4084	1.5	140	220	2
302	1F	研究棟	休憩室	レース	PK4575	1.5	140	219	2
303	1F	研究棟	休憩室	ドレープ	PK4084	1.5	260	220	2
304	1F	研究棟	休憩室	レース	PK4575	1.5	260	219	2
305	1F	研究棟	テレカンファルーム	ドレープ	PK4084	1.5	260	220	2
306	1F	研究棟	テレカンファルーム	レース	PK4575	1.5	260	219	2
307	1F	研究棟	警備室	ドレープ	PK4084	1.5	370	200	2
308	1F	研究棟	警備室	レース	PK4575	1.5	370	199	2
309	1F	研究棟	共同オフィス(事務等)	ドレープ	PK4084	1.5	260	200	2
310	1F	研究棟	共同オフィス(事務等)	レース	PK4575	1.5	260	199	2
311	1F	研究棟	所長室	ドレープ	PK4084	1.5	260	200	2
312	1F	研究棟	所長室	レース	PK4575	1.5	260	199	2
313	1F	研究棟	ミーティング(フリー)	ドレープ	PK4084	1.5	260	200	2
314	1F	研究棟	ミーティング(フリー)	レース	PK4575	1.5	260	199	2
315	1F	研究棟	図書室	ドレープ	PK4084	1.5	140	200	2
316	1F	研究棟	図書室	レース	PK4575	1.5	140	199	2
317	1F	研究棟	教授室1～7	ドレープ	PK4084	1.5	140	200	14
318	1F	研究棟	教授室1～7	レース	PK4575	1.5	140	199	14
319	1F	研究棟	共同オフィス(教員)	ドレープ	PK4084	1.5	370	240	2
320	1F	研究棟	共同オフィス(教員)	レース	PK4575	1.5	370	239	2
321	1F	研究棟	廊下1-2	ブラインド	パーフェクトシルキー	-	165	363	1
322	1F	研究棟	廊下1-1（職員出入口）	ブラインド	パーフェクトシルキー	-	180	297	1

カーテン等の仕様について


以下の製品と同等以上とする。

種 類	サンゲツ	東リ	リリカラ
メッシュカーテン	PK4012	TKY80033	LC22027
ドレープカーテン	PK4084	TKY80216	LC22217
レースカーテン	PK4575	TKY80432	LC22542
シャワーカーテン	PK4520	TKY80420	LC22526
遮光カーテン	PK4317	TKY80340	LC22409
ドレープカーテン (特室)	PK4219	-	-

種 類	タチカワブラインド	ニチベイ
ブラインド	パーフェクトシル キー	セレーノグラン ツ(25mm ノング レア遮熱)

メッシュカーテン 寸法表

メッシュカーテン 丈2200mm～2700mm



カーテン交換「作業上の注意」

- 1 従業員は会社名を記入した清潔な作業着を着用すること。
- 2 日程どおりに行うこと。
 - ・設定した時間内に作業が完了するよう、所要時間を把握し必要作業人数を設定すること。
(当日の人数の不足や作業時間の延長などについては、甲に事前に連絡すること。)
- 3 作業開始にあたり、作業責任者は担当者に確認のうえ、指示に従うこと。
 - ・診察中や処置中または入室制限のある部屋等は、具体的な注意や順序について指示を受けてから作業を開始する。
 - ・作業責任者はスタッフ全員に的確な指示を与え、全員が状況把握できるようにすること。
- 4 作業マニュアルを作成し、迅速に行うこと。
 - ・部屋単位に作業時間を設定し、「取り外し」から「取り付け」まで迅速に行う。
(何部屋も同時に作業を実施するような方法は、現場に迷惑となるため。)
 - また、当日に交換用カーテンが不足するという事がないよう、調査・準備を確実に行うこと。
- 5 ベットカーテンは概ね2枚1組であるが、組み合わせ方は甲の指示どおりにすること。
- 6 衛生的管理について
 - ・カーテンを取り外した際は、床・廊下に直接置かず収納袋に入れること。
(患者が接触しないようにする)
 - ・交換用カーテン、予備カーテンの収納については、特に清潔保持に努めること。
(収納袋は常に清潔で、新しいものを使用する。)
 - ・汚れたカーテンを外したあと、作業員は次に設置するカーテンの清潔を保つため、手洗いをしてから新しいカーテンを取扱うようにすること。
 - ・作業中は埃をたてないよう、最大限の注意を払うこと。
- 7 カーテンフックは仕様書に記載したものを使用し、カーテンテープのサイズに合ったものを使用すること(フック落下の危険防止)

予備カーテン一覧

記号	種類	ヒダ倍率	巾(cm)	丈(cm)	数量
A	メッシュ	1	250	220	10
B	メッシュ	1	500	220	20
C	ドレープ	1.5	130	56	10
D	ドレープ	1.5	90	185	5
E	ドレープ	1.5	120	240	10
F	ドレープ	1.5	150	270	3
I	遮光	1.5	250	250	3
J	遮光	1.5	400	250	2
K	シャワー	1	150	235	2